

Symulacja Tomografu Komputerowego

SPECYFIKACJA

1. Równoległy model tomografu.
2. Język programowania: python.
3. Użyte biblioteki:
 - Streamlit
 - os
 - PIL
 - numpy
 - math
 - Algorithms
 - matplotlib.pyplot
 - copy

GŁÓWNE FUNKCJE PROGRAMU

1. Pozyskiwanie odczytów dla poszczególnych detektorów

Sinogram jest generowany poprzez wykonanie transformaty radona na obrazie dla każdego kąta pomiarowego tomografu. Dla jednego kąta pomiarowego pozyskiwane są pozycje emiterów i detektorów, a następnie, za pomocą algorytmu Bresenhama wyznaczane są pozycje pikseli leżących na liniach łączących odpowiednie pary tych urządzeń. Dla każdej tak wyznaczonej linii, sumowane są wartości ze skali szarości pikseli na nich leżących. Ostatnim krokiem jest normalizacja wynikowego wektora, który tworzy już kolumnę w gotowym obrazie sinogramu:

```
def calcSinogramData(self):
    results = np.zeros((self.scanCount, self.devicesCount))

    for i, angle in enumerate(self.measurementAngles):
        results[i] = self.radonTransform(angle)

    self.transposedSinogram = np.transpose(results)
```

```
def radonTransform(self, angle):
    emittersCoords = self.getEmittersCoords(angle)
    detectorsCoords = self.getDetectorsCoords(angle)
    lines = self.getLinesBetweenDevices(emittersCoords, detectorsCoords)

    result = normalizeArray(np.array([np.sum((self.image[tuple(line)])) for line in lines]))

    return result
```

```
def getEmittersCoords(self, angle):
    return self.getDevicesCoords(angle)

def getDetectorsCoords(self, angle):
    return self.getDevicesCoords(angle+180)[::-1]

def getDevicesCoords(self, angle):
    devicesAngles = np.linspace(0, self.rangeAngle, self.devicesCount) + radians(angle)
    centerX, centerY = self.center
    devicesX = (self.radius * np.cos(devicesAngles) - centerX).astype(int)
    devicesY = (self.radius * np.sin(devicesAngles) - centerY).astype(int)
    devicesCoords = list(zip(devicesX, devicesY))
```

```
def getLinesBetweenDevices(self, emittersCoords, detectorsCoords):
    lines = []
    for emitterCoords, detectorCoords
    in zip(emittersCoords, detectorsCoords):
```

2. Filtrowanie sinogramu, zastosowany rozmiar maski (wymaganie na 5.0),
3. Ustalanie jasności poszczególnych punktów obrazu wynikowego oraz jego przetwarzanie końcowe (np. uśrednianie, normalizacja),

Jasność poszczególnych punktów na obrazie wynikowym jest brana na podstawie danych z sinogramu. Do wartości każdego punktu na linii między daną parą emiterów i detektorów jest dodawana wartość z odpowiedniej kolumny i wiersza sinogramu. Tak zsumowany obraz musi być następnie znormalizowany, więc jednocześnie wypełniana jest tablica, która zawiera dane o tym ile razy dany piksel był przecięty linią, co później jest wykorzystywane przy skalowaniu wartości pikseli.

```
def calcResultData(self):
    for i, angle in enumerate(self.measurementAngles):
        self.inverseRadonTransform(angle)

    self.normalizationMatrix[self.normalizationMatrix == 0] = 1
    self.resultImage = normalizeArray(self.resultImage / self.normalizationMatrix)
```

```
def inverseRadonTransform(self, angle):
    print(angle)
    emittersCoords = self.getEmittersCoords(angle)
    detectorsCoords = self.getDetectorsCoords(angle)
    lines = self.getLinesBetweenDevices(emittersCoords, detectorsCoords)

    for i, line in enumerate(lines):
        for point in np.transpose(line):
            if(int(angle/(180/self.scanCount)) < self.scanCount):
                self.resultImage[point[0], point[1]] += np.transpose(self.transposedSinogram)[int(angle/(180/self.scanCount)), i]
                self.normalizationMatrix[point[0], point[1]] += 1
```

4. Wyznaczanie wartości miary RMSE na podstawie obrazu źródłowego oraz wynikowego (wymaganie na 5.0),
5. Odczyt i zapis plików DICOM (wymagania na 4.0).

```
def write(self, patient_data, img):
```

```
    img_converted = img_as_ubyte(rescale_intensity( img, out_range=(0.0, 1.0)))
```

```
    meta = Dataset()
```

```
    meta.MediaStorageSOPClassUID = pydicom._storage_sopclass_uids.CTImageStorage
```

```
    meta.MediaStorageSOPInstanceUID = pydicom.uid.generate_uid()
```

```
    meta.TransferSyntaxUID = pydicom.uid.ExplicitVRLittleEndian
```

```
    ds = FileDataset(None, {}, preamble=b"\0" * 128)
```

```
    ds.file_meta = meta
```

```
    ds.is_little_endian = True
```

```
    ds.is_implicit_VR = False
```

```
    ds.SOPClassUID = pydicom._storage_sopclass_uids.CTImageStorage
```

```
    ds.SOPInstanceUID = meta.MediaStorageSOPInstanceUID
```

```
    ds.PatientName = patient_data["PatientName"]
```

```
    ds.PatientID = patient_data["PatientID"]
```

```
    ds.ImageComments = patient_data["ImageComments"]
```

```
    ds.Modality = "CT"
```

```
    ds.SeriesInstanceUID = pydicom.uid.generate_uid()
```

```
    ds.StudyInstanceUID = pydicom.uid.generate_uid()
```

```
    ds.FrameOfReferenceUID = pydicom.uid.generate_uid()
```

```
    ds.BitsStored = 8
```

```
    ds.BitsAllocated = 8
```

```
    ds.SamplesPerPixel = 1
```

```
    ds.HighBit = 7
```

```
    ds.ImagesInAcquisition = 1
```

```
ds.InstanceNumber = 1

ds.Rows, ds.Columns = img_converted.shape

ds.ImageType = r"ORIGINAL\PRIMARY\AXIAL"

ds.PhotometricInterpretation = "MONOCHROME2"
ds.PixelRepresentation = 0

pydicom.dataset.validate_file_meta(ds.file_meta, enforce_standard=True)
ds.PixelData = img_converted.tobytes()

ds.save_as(self.filename, write_like_original=False)

def read(self, filename):
    if path.exists(filename):
        self.filename = filename
        self.patientData = dcmread(filename)
    else:
        raise IOError(f"Nie ma takiego pliku: {filename}!")
```